


Wood MiniScope	3
Micropscopy Kit Aufbau / Einzelteile	4
Steb by Steb Instruction 1-3	5
Steb by Steb Instruction 3-6	6
Step by Step Instruction 6-9	7
Impressum	8






### < MiniScope

Mit diesem kleinen Gerät kann ganz eifnach zum Beispiel die Wasserqualität getestet werden. Die Innovation der Idde ist in der einfachheit. Mit dieser Bauanleitung kann das MiniScope nachgebaut werden. Das Kernstück des Mikroskops wird eine handelsübliche Webcam bilden. Das abgeschraubte Objektiv wird umgedreht und so auf den Kamerasensor der Elektronik wieder aufgeschraubt Die so modifizierte Kamera liefert nun Vergrösserungsbilder anstelle der bisherigen Videoaufnahmen auf mittlere Entfernung.



< 3DCAD Ansicht





- < Gehäuseteile-Kit
  - 1 Fokusschrauben
  - 1 Deckelplatte
  - 1 Rückwand
  - 4 Schraube mit Mutter
  - 1 Grundrückwand
  - 1 Stützen
  - 1 Fokusschraubenblatt
  - 1 Kameraplatte
  - 1 Grundplatte



< MiniScope Kit komplett





## < Schritt 1

Vollständigkeit Prüfen.




## < Schritt 2

Kameramodul auf Kameraplatte montieren.

Potentiometer an Deckelplatte kleben.


Widerstand an Potentiometer löten.



## < Schritt 3

Stützen und Kameraplatte mit Rückwand kombinieren.





## < Schritt 4

Fokusschraube mit Fokusschraubenkopf verschrauben und Kameraplatte und Deckelplatte mit Fokusschraube zusammensetzen.



#### < Schritt 5

Gewüschte höhe Einstellen und mit Schraube fixieren.



## < Schritt 6

Deckelplatte bis zum einrasten andrücken und Führungsschienen anbringen.



## < Schritt 7

Untererückwandand, Frontdeckplatte und Rückwand zusammenschrauben.



# < Schritt 8

Alle Schraube nochmals nachziehen. Mit dem Gummiband Fokusschraube auf dem Holz fixieren.



## < Schritt 9

Fokusschraube auf gewüschte höhe einstellen.

Fertig!





Erstellt:

Studiengang:

Modul:

Hochschule:

Simon Moser

Wirtschaftingenieur | Innovation

DDT HS1202

Digital Desgin Tool

Technik & Architektur Horw

